

**PROMOTIONS** | 2025  
DU 01 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE



**L'EXCELLENCE**  
**AU SERVICE DES**  
**CABINETS**  
**DENTAIRES**

**Kerr**



Matériel premium, design moderne, décliné en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre environnement. Avec ProdentAlpes, offrez à votre cabinet des équipements alliant performance, confort et esthétique.

## NOS ATOUTS

- ✓ **Qualité et fiabilité** – Des produits sélectionnés pour leur durabilité et leur efficacité
- ✓ **Confort et ergonomie** – Pensés pour améliorer l'expérience des praticiens et des patients.
- ✓ **Service expert et réactif** – Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins.

## CONTACTEZ-NOUS

✉ [contact@prodentalpes.fr](mailto:contact@prodentalpes.fr)

☎ 06 01 21 16 35



[prodentalpes.fr](http://prodentalpes.fr)

ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,  
74800 LA ROCHE-SUR-FORON



Kerr™

KERR EST À VOS CÔTÉS  
Pour des sourires toujours plus radieux.

## PROMOTIONS

Valables du 1er juillet au 30 septembre 2025



Rejoignez-nous !



## SimpliShade Seringue

Composite universel simplifié

Contient 1 x 4g  
37001 Seringue Light  
37002 Seringue Medium  
37003 Seringue Dark  
37004 Seringue Bleach  
37005 Seringue U. Opaque

1 Réassort **56 €**



## SimpliShade Unidoses

Composite universel simplifié

Contient 20 x 0,25g  
37006 Unidoses Light  
37007 Unidoses Medium

1 Réassort (x20) **67 €**

Contient 10 x 0,25g  
37008 Unidoses Dark  
37009 Unidoses Bleach  
37010 Unidoses U. Opaque

1 Réassort (x10) **44 €**



## SimpliShade Bulk Fill

Composite universel mono-teinte

37212 SimpliShade Bulk Fill (20x0,25g)  
37218 SimpliShade Bulk Fill Flow (20x0,25g)

1 Réassort unidoses **73 €**

37211 SimpliShade Bulk Fill (1x4g)  
37217 SimpliShade Bulk Fill Flow (2x2g)

1 Réassort seringue **55 €**



## OptiBond eXTRa Universal

Adhésif universel bi-composant

36660 Primer OptiBond eXTRa (5ml)  
36661 Adhésif OptiBond eXTRa (5ml)

1 Réassort bouteille **93 €**



## OptiBond Universal

Adhésif universel mono-composant

36519 Réassort OptiBond Universal (5ml)

1 Réassort bouteille **102 €**



## OptiBond Gel Etchant

Gel de mordançage

34632 Réassort Gel Etchant Jumbo  
Contient : 1 seringue Jumbo de gel mordançant 30g, 2 seringues intra-orales vides, 30 embouts de mélange, 1 connecteur Luer pour les seringues intra-orales

1 Jumbo pack **65 €**



## NX3

Colle composite universelle

Contient 1 x 5g  
33643 Clear  
33644 White  
33645 Yellow  
33646 Bleach  
33647 White Opaque

1 Réassort **97 €**



## Maxcem Elite

Ciment auto-mordançant/auto-adhésif

Contient 2 x 5g  
34058 Maxcem Clear  
34059 Maxcem White  
34060 Maxcem White Opaque  
34061 Maxcem Yellow

1 Réassort **114 €**



## TempBond Automix

Ciment temporaire

Contient 2 x 11,8g  
33684 TempBond Original  
33685 TempBond NE  
Contient 1 x 6g  
33351EU TempBond Clear sans Triclosan

1 Réassort **60 €**



**-33%**

Soit 37 € la seringue

## Vertise Flow

Composite fluide auto-adhésif auto-mordant

Contient 2 x 2g

Scannez le QR-Code pour les réf.



1 Réassort

**74 €**



**-20%**

A partir de 76 € le réassort

## Harmonize

Composite nanohybride

Scannez le QR-Code pour les réf.



Réassort unidoses 20 x 0.25g

1 Réassort

**98 €**

Réassort seringue : 1 x 4g

1 Réassort

**76 €**



**-25%**

Soit 2,40 € la fraise

## Fraises Transmétal

400020-JTC Fraises FG1558

1 Sachet (x100)

**240€**



**-25%**

Soit la boîte à 30 €

## OptiDisc™ Réassort

Disques à polir

Scannez le QR-Code pour les réf.

Contient 80 ou 100 disques.



1 Réassort

**30 €**



**-20%**

Soit 61€ le réassort

## SuperCap

Système de matrices

2161 SuperCap métal 5mm / E0,030mm  
2162 SuperCap métal 6,3mm / E0,030mm  
2181 SuperCap métal 5mm / E0,038mm  
2182 SuperCap métal 6,3mm / E0,038mm  
2171 SuperCap trans 5mm / E0,050mm  
2172 SuperCap trans 6,3mm / E0,050mm

1 Réassort

**61 €**



**-20%**

Soit 21 € le tube

## Cleanic

Pâte prophylactique

Contient 100g

3382 Cleanic avec fluor pomme verte  
3384 Cleanic avec fluor Light  
3380 Cleanic avec fluor menthe  
3183 Cleanic sans fluor menthe  
3386 Cleanic avec fluor Berry Burst

1 Tube

**21 €**



**-25%**

Soit 7,33 € la lime

## ZenFlex

Limes de mise en forme rotative NiTi

Scannez le QR-Code pour les réf.

Contient 6 limes



1 Réassort

**44 €**



**-25%**

Soit 1,83 € la lime

## Limes K

Pour le cathétérisme manuel

Scannez le QR-Code pour les réf.

Contient 6 limes



1 Réassort

**11 €**



**-25%**

Soit 1,83 € la lime

## Limes K-Flex

Pour le cathétérisme manuel

Scannez le QR-Code pour les réf.

Contient 6 limes



1 Réassort

**11 €**



## Angulateurs X-Ray



### LE SAVIEZ-VOUS?

Plus d'un tiers des radiographies prises en chirurgie dentaire ne sont pas satisfaisantes ! Un cliché raté va donc obliger le praticien à réexposer inutilement le patient aux rayons X.



## Quels sont les facteurs qui interfèrent dans la réussite d'un cliché radiographique ?



1. Le patient tient le film avec son doigt d'où un risque de déformation du film et par conséquent une distorsion de l'image.

2. Aucune aide pour orienter le tube à rayons X vers le film (faisceau déporté). Un cône mal placé entrainera une sous exposition du film et l'image sera incomplète.



3. L'angulation du faisceau par rapport au film est déterminée au jugé ce qui entraîne des distorsions rendant impossibles les comparaisons entre les clichés.

## Angulateurs radio Kerr Moins d'irradiation pour un meilleur diagnostic

Basés sur la technique parallèle, ces porte-films permettent une excellente comparaison entre les radiographies prises à des moments différents (indépendamment de l'opérateur faisant la radiographie).

### Caractéristiques

- Système **universel**.
- Image d'une grande clarté, constante et **reproductible**.
- Diagnostic **précis, pas de distorsion** du film.
- Evaluation sur les **quatre héli-arcades**.
- **Sécurité** : une exposition minimale pour le patient.
- **Autoclavables** à 134°C.



Réf.	Description
1720	Coffret d'essai Porte-Films Contenu : 6 porte-films avec anneaux de centrage (1 Kwik-Bite, 1 Super-Bite antérieur, 1 Super-Bite postérieur, 1 Paro-Bite, 1 Endo-Bite antérieur, 1 Endo-Bite postérieur, 6 anneaux de centrage)
2720	Coffret d'essai – Angulateurs Senso pour capteurs numériques Contient : 5 angulateurs avec anneaux de centrage (1 Kwik-Bite Senso, 1 Super-Bite Senso Antérieur, 1 Super-Bite Senso Postérieur, 1 Endo-Bite Senso Antérieur, 1 Endo-Bite Senso Postérieur), 5 anneaux de centrage

## Super-Bite

Radiographies péri-apicales

### PORTE-FILMS POUR FILMS ARGENTIQUES ET PLAQUES AU PHOSPHORE

- Montre la dent dans son intégralité (jusqu'à 3 dents), y compris la région apicale et les tissus environnants.
- Utilisation dans les 4 héli-arcades.




Antérieur



Mâchoire supérieure




Mâchoire inférieure



Postérieur



Mâchoire supérieure



Mâchoire inférieure



Super-Bite s'adapte à une grande variété d'épaisseurs de films radio et garantit leur maintien.

Réf.	Description	Qté
1020	Super-Bite Assortiment avec anneau de centrage (2 antérieurs, 2 postérieurs)	4
1021	Réassort Super-Bite antérieur	4
1022	Réassort Super-Bite postérieur	4

## Super-Bite Senso

Radiographies péri-apicales

### PORTE-CAPTEURS NUMERIQUES

- Montre la dent dans son intégralité (jusqu'à 3 dents), y compris la région apicale et les tissus environnants.
- Utilisation dans les 4 hémi-arcades.



**Antérieur :** les capteurs (petits ou grands) sont toujours placés en position verticale.

Longueur du capteur antérieur acceptée : 32 à 45 mm

**Postérieur :** les petits capteurs peuvent être positionnés horizontalement et verticalement ce qui facilite la manipulation dans la région postérieure. Les grands capteurs sont toujours positionnés horizontalement.

Longueur du capteur postérieur acceptée : 20 à 40 mm


Mâchoire supérieure




Mâchoire inférieure



Mâchoire supérieure



Mâchoire inférieure



Le système de blocage assure la fixation optimale du capteur. Compatible avec tous les capteurs courants, de la taille 0 à la taille 2.


Réf.	Description	Qté
2800	Super-Bite Senso Assortiment avec anneau de centrage (2 antérieurs, 2 postérieurs)	4
2801	Réassort Super-Bite Senso antérieur	4
2802	Réassort Super-Bite Senso postérieur	4

## Endo-Bite

Radiographies endodontiques


### PORTE-FILMS POUR FILMS ARGENTIQUES ET PLAQUES AU PHOSPHORE

- Montre la dent dans son intégralité, y compris le péri-apex avec les instruments endodontiques, vis et tenons visibles dans la dent au cours du traitement radiculaire, avec ou sans digue.
- Obturations canalaires : radio pré-opératoire / cône ou lime en place / radio post-opératoire.




#### Antérieur :


l'instrument endodontique passe entre la fourche du bloc de morsure.



Mâchoire supérieure




Mâchoire inférieure






**Postérieur :** au niveau maxillaire, le film est éloigné de la dent ; au niveau mandibulaire le film est plus proche de la dent ; le plan de morsure est normalement positionné en arrière de l'instrument endodontique pour les prémolaires et en avant pour les molaires.

Mâchoire supérieure



Mâchoire inférieure



Réf.	Description	Qté
1790	Endo-Bite Assortiment avec anneau de centrage (2 antérieurs, 2 postérieurs)	4
1791	Réassort Endo-Bite antérieur	4
1792	Réassort Endo-Bite postérieur	4


Kerr™

## Endo-Bite Senso

Radiographies endodontiques

### PORTE-CAPTEURS NUMERIQUES

- Montre la dent dans son intégralité, y compris le péri-apex avec les instruments endodontiques, vis et tenons visibles dans la dent au cours du traitement radiculaire, avec ou sans digue.
- Obturations canalaires : radio pré-opératoire / cône ou lime en place / radio post-opératoire.







**Antérieur :** les capteurs (petits ou grands) sont toujours placés en position verticale.

Longueur du capteur antérieur acceptée : 32 à 45 mm

**Postérieur :** les petits capteurs peuvent être positionnés horizontalement et verticalement ce qui facilite la manipulation dans la région postérieure. Les grands capteurs sont toujours positionnés horizontalement.

Longueur du capteur postérieur acceptée : 20 à 40 mm




Réf.	Description	Qté
2900	Endo-Bite Senso Assortiment avec anneau de centrage (2 antérieurs, 2 postérieurs)	4
2901	Réassort Endo-Bite Senso antérieur	4
2902	Réassort Endo-Bite Senso postérieur	4

## Bite-Wings horizontaux et verticaux


Radiographie interproximale

### PORTE-FILMS POUR FILMS ARGENTIQUES ET PLAQUES AU PHOSPHORE


- Montre les couronnes et leur environnement.
- Pour le diagnostic et la détection précoce des caries proximales, des débordements et des manques. (B.W. horizontal)
- Montre les espaces interdentaires postérieurs. (B.W. horizontal / vertical)
- Montre les espaces interdentaires antérieurs. (B.W. vertical)
- Montre la présence de tartre ainsi que l'état de la crête alvéolaire. (B.W. horizontal)
- Visualisation des marges des couronnes. (B.W. horizontal)
- Evaluation du parodonte (B.W. vertical)
- Convient également pour les enfants.



Kwik-Bite  
(Bite-Wing horizontal)



Exemple montrant un Kwik-Bite (Bite-Wing horizontal)



Prémolaire & Molaire



Antérieur

Exemple montrant un Paro-Bite (Bite-Wing vertical)



Paro-Bite  
(Bite-Wing vertical)


Réf.	Description	Qté
1780	Kwik-Bite (B.W. horizontal) avec anneau de centrage	5
270	Kwik-Bite (B.W. horizontal) avec indicateur	15
1770	Paro-Bite (B.W. vertical) avec anneau de centrage	5

## Bite-Wings Senso horizontaux


Radiographie interproximale

### PORTE-CAPTEURS NUMERIQUES

- Montre les couronnes et leur environnement.
- Pour le diagnostic et la détection précoce des caries proximales, des débordements et des manques.
- Montre les espaces interdentaires postérieurs.
- Montre la présence de tartre ainsi que l'état de la crête alvéolaire.
- Visualisation des marges des couronnes.
- Convient également pour les enfants.



Exemple montrant un Kwik-Bite Senso (Bite-Wing horizontal)



Une plaque d'occlusion améliorée pour le confort du patient ; son épaisseur optimale (2,5 mm) empêche de mordre le câble.

Réf.	Description	Qté
2700	Kwik-Bite Senso avec anneau de centrage	4