



**PROMOTIONS** | 2026  
DU 1<sup>ER</sup> JANVIER AU 30 JUIN

*Offres de début d'année*  
**2026**

**L'EXCELLENCE**  
AU SERVICE DES  
**CABINETS**  
**DENTAIRES**

Laboratoires  
**ANIOS**  
Le professionnel de la désinfection

Matériel premium, design moderne, décliné en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre environnement. Avec ProdentAlpes, offrez à votre cabinet des équipements alliant performance, confort et esthétique.

## NOS ATOUTS

- ✓ **Qualité et fiabilité** – Des produits sélectionnés pour leur durabilité et leur efficacité
- ✓ **Confort et ergonomie** – Pensés pour améliorer l'expérience des praticiens et des patients.
- ✓ **Service expert et réactif** – Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins.

## CONTACTEZ-NOUS

✉ [contact@prodentalpes.fr](mailto:contact@prodentalpes.fr)

☎ 06 01 21 16 35



[prodentalpes.fr](http://prodentalpes.fr)

ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,  
74800 LA ROCHE-SUR-FORON



Prodentalpes  
Fournitures dentaires

**PROMOTIONS** | 2026

DU 1ER JANVIER AU 31 JUILLET

*Offres de début d'année*  
**2026**

ANIOSYME X3, DÉSINFECTION DES FRAISES ET INSTRUMENTS  
1 PRODUIT POUR TOUT !



PRODUIT LE PLUS ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ  
1 DOSE POUR 5L : DILUTION 0,5

**4 PRODUITS ACHETÉS : REMISE DE 8%**



## DESTOCKAGE

**SURFANIOS PREMIUM**  
DÉSINFECTION SOLS & SURFACES



**OFFRE 3+1 OFFERT**  
**JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS**

## DESTOCKAGE

**LINGETTES SANS-ALCOOL**  
**WIP'ANIOS**

**N'ABIME PAS LES FAUTEUILS !**  
**LINGETTES ÉPAISSES & ÉCONOMIQUES**



**4 CARTONS ACHETÉS = 10% DE REMISE**


 06 01 21 16 35

 [contact@prodentalpes.fr](mailto:contact@prodentalpes.fr)



## MICROORGANISMES de REFERENCE

### Bactérie → bactericide



Staphylococcus aureus  
Pseudomonas aeruginosa  
Enterococcus hirae  
Escherichia coli (mains)

### Moisissures → fongicide

Aspergillus brasiliensis (niger)  
Candida albicans




### Levures → Levuricide

Candida albicans (seulement)



### Mycobacterie → Mycobactericide

Mycobacterium terrae  
Mycobacterium avium



### Tuberculose → tuberculocide

Mycobacterium terrae (seulement)



### Spores de bacterie → sporicide


Bacillus cereus  
Bacillus subtilis




Activité sur  
Clostridium difficile

### Virus → virucide


Poliovirus  
Adenovirus  
Norovirus



Activité à spectre limité  
Adenovirus  
Norovirus




Activité sur virus enveloppés  
Vaccinia virus




## Les méthodologies pour tester les désinfectants

### Phase 1 de méthodologie




- Test de suspension pour l'activité bactéricide, fongicide et sporicide
- Non lié à une zone d'application
- **Ne permet pas de revendiquer** une efficacité antimicrobienne

### Phase 2 méthodologie



#### Phase 2 étape 1

Essai de suspension dans des conditions pratiques représentant l'utilisation attendue du produit



#### Phase 2 étape 2

- Test de laboratoire simulant les conditions pratiques d'utilisation
- Surface, instruments, lavage et friction des mains

## Engagement ANIOSAFE

Les Laboratoires Anios ont développé une charte d'entreprise ANIOSAFE. De la formulation, à la livraison, celle-ci nous engage à entretenir une démarche éco-responsable autour de 5 piliers :



La présence du logo « Aniosafe » certifie un produit répondant à tous les critères de cette charte.





Professions  
Médicales



## ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ « Lingette imprégnée »

Décryptage de la nouvelle norme NF EN 16615

La norme d'application **NF EN 16615** (Mai 2015) permet de mesurer l'efficacité bactéricide et levuricide d'une lingette en phase 2 / étape 2 de solution nettoyante désinfectante, et de revendiquer une activité, non pas de la solution seule, mais combinant l'action de la lingette et de la solution.

Activité bactéricide et levuricide - Phase 2 / étape 2 - Médical. Essai quantitatif de surface avec action mécanique à l'aide de lingettes (essai à 4 zones) en 1 à 5 minutes (ou 60 minutes), à une température comprise entre +4°C et +30°C, dilution en eau dure 30°f pour les produits concentrés et en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine ; CS : 3g/L albumine + 3ml/L d'érythrocytes).

- + Réduction de 5 log pour les bactéries
- + Réduction de 4 log pour la levure

Nous avons le plaisir de vous informer que nos références sont  
**TESTÉES et VALIDÉES** selon cette norme.



WIP'ANIOS Premium<sup>(1)</sup>



WIP'ANIOS Excel<sup>(1)</sup>



QUICK WIPES<sup>(1)</sup>



### ANIOSGEL 85 NPC

Gel pour les mains à base d'alcool  
pour la désinfection hygiénique  
Sans parfum ni colorant  
Actif dès 30 secondes  
Contient des agents hydratants pour la peau et des  
ingrédients apaisants de qualité cosmétique

Référence : **1644748 - 12X500ML PPE 3ML**  
**1644763 – 12X1L PPE 3ML**  
**1644034UG – 4X5L**



### ANIOSAFE SAVON DOUX HF

Solution lavante pour lavage simple des mains et de la peau  
Formulé sans parfum ni colorant  
Enrichi en glycérine hydratante et en émoullients  
Convient aux peaux sensibles  
Formulation à pH neutre

Référence : **1918.228VB 12 X500ML PPE**  
**1918034UG 4X5L**  
**1918229VB 12 X 1L PPE**

## sans alcool

### WIPANIOS EXCEL

Lingettes prêtes à l'emploi, à action rapide, pour le  
nettoyage et la désinfection des surfaces pour les  
dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs; et  
pour les surfaces générales (application biocide).  
Solution d'imprégnation : formulée sans parfum, sans  
alcool



Référence **2446.655Y6 6 x100 lingettes**

**CE** Dispositif médical



## SURFA'SAFE PREMIUM **sans alcool**

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables.

Sans alcool, sans parfum, ni colorant



Dispositif médical

Référence : **2419.326 - 12 x750 ml**  
**2419.028 - 4x5L**



## SURFA'SAFE R PREMIUM

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires

Sans alcool, parfum frais

Référence **2478.764GP - 12 x 750 ml**



## ANIOSPRAY QUICK

**Actif dès 30 sec.**

Désinfection à action rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool ; et des surfaces générales. Sur base éthanol d'origine végétale. Large spectre d'activité en temps court. Ne laisse pas de trace au séchage .Odeur agréable



Dispositif médical

Référence : **2084.073 – 12X1L**  
**2084.034- 4X5L**



## SURFANIOS PREMIUM

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces

Référence : **1917036- 4x5L**



Dispositif médical



## DENTASEPT Aspiration AF+

**Dilution très**

**économique à 2%**

Nettoyage et désinfection des systèmes d'aspiration, séparateurs d'amalgame et crachoirs



Dispositif médical

Référence : **25360469Z – 1x5L**



## QUICK WIPES

**Actif dès 30 sec.**

Lingettes désinfectantes à action rapide pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool

Lingettes sur base éthanol

Large spectre d'activité en temps court

**CE** Dispositif médical Référence 2333.421BZ 12x 120 lingettes



## ANIOSYME X3

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale avant stérilisation.

Complexe tri-enzymatique : améliore l'efficacité détergente.

pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium

Formulé sans chlorure : effet anti-corrosif vis-à-vis des matériaux

**1 dose pour 5L &**

**Actif en 7 min.**

**CE** Dispositif médical

Référence 2633.0366C - 4x5 L



## STERANIOS 2%

Désinfectant pour dispositifs médicaux, équipements chirurgicaux et médicaux, équipements d'endoscopie et équipements thermosensibles.

Principe actif : glutaraldéhyde

Solution prête à l'emploi : absence d'activateur

**CE** Dispositif médical Référence : 382.0345D - 4 x5 L



**Temps de contact 15 min**

## DENTASEPT SPECIAL ROTATIVE

Détergent désinfectant pour les fraises, les instruments rotatifs et canaux, avant la stérilisation. Prêt à l'emploi

**CE** Dispositif médical Référence : 2480047DA - 1 x5 L

## Gamme DISTRIBUTEURS

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DES PRODUITS HYDROALCOOLIQUES ET SAVONS

### Distributeurs pour flacons 1L airless



Distributeur acier inoxydable  
commande au coude  
Réf. 425 178



Distributeur PVC  
commande au coude  
Réf. 425 150

Pour flacons



Réf. xxxx.144\*  
Réf. xxxx.638\*



Distributeur ABS fermeture à clé  
bouton poussoir  
Réf. 425 220



Support anti-goutte à fixer (x1)  
pour distributeurs 1L airless  
425178 / 425150  
Réf. 425 109

#### OPTIONS



Support anti-goutte clipsable (x6)  
pour distributeur ABS 425220  
Réf. 425 221

## Gamme DISTRIBUTEURS

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DES PRODUITS HYDROALCOOLIQUES ET SAVONS

### Supports et Distributeurs PVC pour flacons avec pompe



Support mural  
Réf. 425 058



Distributeur commande au coude  
Réf. 425 092



Support gel chariot/lit (x10)  
Réf. 425 204



Pour flacons  
500ML

Réf. xxxx.228\*  
Réf. xxxx.363\*  
Réf. xxxx.522\*  
Réf. xxxx.636\*  
Réf. xxxx.748\* (3ml)



Distributeur commande au coude  
Réf. 425 091



Pour flacons  
1L

Réf. xxxx.229\*  
Réf. xxxx.364\*  
Réf. xxxx.523\*  
Réf. xxxx.637\*  
Réf. xxxx.763\* (3ml)



Support mural  
Réf. 425 078



Pour flacons  
300ML

Réf. xxxx.366\*  
Réf. xxxx.762\*(3ml)



depuis 2011


**L'EXCELLENCE  
AU SERVICE DES  
CABINETS DENTAIRES**

**CONTACTEZ-NOUS OU COMMANDEZ SUR  
NOTRE SITE INTERNET POUR BÉNÉFICIER  
DE CES OFFRES EXCLUSIVES.**

PRODENTALPES

 06 01 21 16 35

 [contact@prodentalpes.fr](mailto:contact@prodentalpes.fr)

 ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,  
74800 LA ROCHE-SUR-FORON



## 10 000 PRODUITS TOUTES MARQUES

Totalement indépendant des laboratoires, nous sommes à votre écoute et nous vous conseillons de façon totalement objective.

Visitez le site [prodentalpes.fr](http://prodentalpes.fr)



Découvrez nos Promotions & Formations