



PROMOTIONS | 2026
DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Offres de fin d'année
AUTOMNE **HIVER**

L'EXCELLENCE AU SERVICE DES CABINETS DENTAIRES



laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Matériel premium, design moderne, décliné en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre environnement. Avec Prodentalpes, offrez à votre cabinet des équipements alliant performance, confort et esthétique.

NOS ATOUTS

- ✓ **Qualité et fiabilité** – Des produits sélectionnés pour leur durabilité et leur efficacité
- ✓ **Confort et ergonomie** – Pensés pour améliorer l'expérience des praticiens et des patients.
- ✓ **Service expert et réactif** – Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS

✉ contact@prodentalpes.fr

☎ 06 01 21 16 35



prodentalpes.fr

ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,
74800 LA ROCHE-SUR-FORON



PROMOTIONS

DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

2026

Offres de fin d'année
AUTOMNE HIVER

ANIOSYME X3, DÉSINFECTION DES FRAISES ET INSTRUMENTS
1 PRODUIT POUR TOUT !



PRODUIT LE PLUS ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ
1 DOSE POUR 5L : DILUTION 0,5

4 PRODUITS ACHETÉS : REMISE DE 5%



DESTOCKAGE

SURFANIOS PREMIUM
DÉSINFECTION SOLS & SURFACES



OFFRE 3+1 OFFERT
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

DESTOCKAGE

LINGETTES SANS-ALCOOL
WIP'ANIOS

N'ABÎME PAS LES FAUTEUILS !
LINGETTES ÉPAISSES & ÉCONOMIQUES



4 CARTONS ACHETÉS = 5% DE REMISE


06 01 21 16 35

contact@prodentalpes.fr



MICROORGANISMES de REFERENCE

Bactérie → bactericide



Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Escherichia coli (mains)


Moisissures → fongicide

Aspergillus brasiliensis (niger)
Candida albicans




Levures → Levuricide

Candida albicans (seulement)



Mycobacterie → Mycobactericide

Mycobacterium terrae
Mycobacterium avium



Tuberculose → tuberculocide

Mycobacterium terrae (seulement)



Spores de bacterie → sporicide


Bacillus cereus
Bacillus subtilis




Activité sur
Clostridium difficile

Virus → virucide


Poliovirus
Adenovirus
Norovirus



Activité à spectre limité
Adenovirus
Norovirus




Activité sur virus enveloppés
Vaccinia virus




Les méthodologies pour tester les désinfectants

Phase 1 de méthodologie




- Test de suspension pour l'activité bactéricide, fongicide et sporicide
- Non lié à une zone d'application
- Ne permet pas de revendiquer une efficacité antimicrobienne

Phase 2 méthodologie



Phase 2 étape 1

Essai de suspension dans des conditions pratiques représentant l'utilisation attendue du produit



Phase 2 étape 2

- Test de laboratoire simulant les conditions pratiques d'utilisation
- Surface, instruments, lavage et friction des mains

Engagement ANIOSAFE

Les Laboratoires Anios ont développé une charte d'entreprise ANIOSAFE. De la formulation, à la livraison, celle-ci nous engage à entretenir une démarche éco-responsable autour de 5 piliers :



La présence du logo « Aniosafe » certifie un produit répondant à tous les critères de cette charte.





Professions
Médicales



ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ « Lingette imprégnée »

Décryptage de la nouvelle norme NF EN 16615

La norme d'application **NF EN 16615** (Mai 2015) permet de mesurer l'efficacité bactéricide et levuricide d'une lingette en phase 2 / étape 2 de solution nettoyante désinfectante, et de revendiquer une activité, non pas de la solution seule, mais combinant l'action de la lingette et de la solution.

Activité bactéricide et levuricide – Phase 2 / étape 2 - Médical. Essai quantitatif de surface avec action mécanique à l'aide de lingettes (essai à 4 zones) en 1 à 5 minutes (ou 60 minutes), à une température comprise entre +4°C et +30°C, dilution en eau dure 30°f pour les produits concentrés et en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine ; CS : 3g/L albumine + 3ml/L d'érythrocytes).

- + Réduction de 5 log pour les bactéries
- + Réduction de 4 log pour la levure

Nous avons le plaisir de vous informer que nos références sont
TESTÉES et VALIDÉES selon cette norme.



WIP'ANIOS Excel⁽¹⁾

sans alcool

WIPANIOS EXCEL

Lingettes prêtes à l'emploi, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs; et pour les surfaces générales (application biocide).
Solution d'imprégnation : formulée sans parfum, sans alcool



CE Dispositif médical

Référence **2446.655Y6 6 x100 lingettes**



CE Dispositif médical

ANIOSYME X3

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale avant stérilisation.

Complexe tri-enzymatique : améliore l'efficacité détergente.

pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium

Formulé sans chlorure : effet anti-corrosif vis-à-vis des matériaux

1 dose pour 5L & Actif en 7 min.

Référence **2633.0366C - 4x5 L**



CE Dispositif médical

STERANIOS 2%

Désinfectant pour dispositifs médicaux, équipements chirurgicaux et médicaux, équipements d'endoscopie et équipements thermosensibles.

Principe actif : glutaraldéhyde

Solution prête à l'emploi : absence d'activateur

Référence : **382.0345D - 4 x5 L**



CE Dispositif médical

Temps de contact 15 min DENTASEPT SPECIAL ROTATIVE

Détergent désinfectant pour les fraises, les instruments rotatifs et canaux, avant la stérilisation. Prêt à l'emploi

Référence : **2480047DA - 1 x5 L**



SURFA'SAFE PREMIUM **sans alcool**

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables.

Sans alcool, sans parfum, ni colorant



Dispositif médical

Référence : **2419.326 - 12 x750 ml**
2419.028 - 4x5L



SURFA'SAFE R PREMIUM

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires

Sans alcool, parfum frais

Référence **2478.764GP - 12 x 750 ml**



ANIOSPRAY QUICK

Actif dès 30 sec.

Désinfection à action rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool ; et des surfaces générales. Sur base éthanol d'origine végétale. Large spectre d'activité en temps court. Ne laisse pas de trace au séchage .Odeur agréable



Dispositif médical

Référence : **2084.073 – 12X1L**
2084.034- 4X5L



SURFANIOS PREMIUM

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces

Référence : **1917036- 4x5L**



Dispositif médical



DENTASEPT Aspiration AF+

Dilution très

économique à 2%

Nettoyage et désinfection des systèmes d'aspiration, séparateurs d'amalgame et crachoirs



Dispositif médical

Référence : **25360469Z – 1x5L**



ANIOSGEL 85 NPC

Gel pour les mains à base d'alcool
pour la désinfection hygiénique

Sans parfum ni colorant

Actif dès 30 secondes

Contient des agents hydratants pour la peau et des
ingrédients apaisants de qualité cosmétique

Référence : **1644748 - 12X500ML PPE 3ML**

1644763 – 12X1L PPE 3ML

1644034UG – 4X5L



ANIOSAFE SAVON DOUX HF

Solution lavante pour lavage simple des mains et de la peau

Formulé sans parfum ni colorant

Enrichi en glycérine hydratante et en émoullients

Convient aux peaux sensibles

Formulation à pH neutre

Référence : **1918.228VB 12 X500ML PPE**

1918034UG 4X5L

1918229VB 12 X 1L PPE

Gamme DISTRIBUTEURS

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DES PRODUITS HYDROALCOOLIQUES ET SAVONS

Distributeurs pour flacons 1L airless



Distributeur acier inoxydable
commande au coude
Réf. 425 178



Distributeur PVC
commande au coude
Réf. 425 150

Pour flacons



Réf. xxxx.144*
Réf. xxxx.638*



Distributeur ABS fermeture à clé
bouton poussoir
Réf. 425 220



Support anti-goutte à fixer (x1)
pour distributeurs 1L airless
425178 / 425150
Réf. 425 109

OPTIONS



Support anti-goutte clipsable (x6)
pour distributeur ABS 425220
Réf. 425 221

Gamme DISTRIBUTEURS

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DES PRODUITS HYDROALCOOLIQUES ET SAVONS

Supports et Distributeurs PVC pour flacons avec pompe



Support mural
Réf. 425 058



Distributeur commande au coude
Réf. 425 092



Support gel chariot/lit (x10)
Réf. 425 204



Pour flacons
500ML
Réf. xxxx.228*
Réf. xxxx.363*
Réf. xxxx.522*
Réf. xxxx.636*
Réf. xxxx.748* (3ml)



Distributeur commande au coude
Réf. 425 091



Pour flacons
1L
Réf. xxxx.229*
Réf. xxxx.364*
Réf. xxxx.523*
Réf. xxxx.637*
Réf. xxxx.763* (3ml)



Support mural
Réf. 425 078



Pour flacons
300ML
Réf. xxxx.366*
Réf. xxxx.762* (3ml)



depuis 2011

**L'EXCELLENCE
AU SERVICE DES
CABINETS DENTAIRES**

**CONTACTEZ-NOUS OU COMMANDEZ SUR
NOTRE SITE INTERNET POUR BÉNÉFICIER
DE CES OFFRES EXCLUSIVES.**

PRODENTALPES

 **06 01 21 16 35**

 **contact@prodentalpes.fr**

 **ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,
74800 LA ROCHE-SUR-FORON**



10 000 PRODUITS TOUTES MARQUES

Totalement indépendant des laboratoires, nous sommes à votre écoute
et nous vous conseillons de façon totalement objective.

Visitez le site prodentalpes.fr



Découvrez nos Promotions & Formations