



PROMOTIONS | 2026
DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Offres de fin d'année
AUTOMNE **HIVER**

OFFRE PRODENTALPES : 10+2 OFFERTS

L'EXCELLENCE
AU SERVICE DES
CABINETS
DENTAIRES



Matériel premium, design moderne, décliné en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre environnement. Avec Prodentalpes, offrez à votre cabinet des équipements alliant performance, confort et esthétique.

NOS ATOUTS

- ✓ **Qualité et fiabilité** – Des produits sélectionnés pour leur durabilité et leur efficacité
- ✓ **Confort et ergonomie** – Pensés pour améliorer l'expérience des praticiens et des patients.
- ✓ **Service expert et réactif** – Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS

✉ contact@prodentalpes.fr

☎ 06 01 21 16 35



prodentalpes.fr

ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

OFFRE PRODENTALPES 10+2 OFFERTS



Equipement

INSERTS
ULTRASONS

**Précision
maximale**
dans toutes
les interventions



 proclinic

Inserts Ultrasons Proclinic

Découvrez avec la gamme la plus polyvalente d'inserts ultrasons la solution adéquate pour vos traitements. Conçus pour fournir des performances cliniques maximales, les inserts ultrasons Proclinic sont compatibles avec les principales marques du marché, tels qu'EMS, Acteon, NSK, Sirona, Kavo et Amdent. Trouvez l'option parfaite pour chaque procédure !



PROPHYLAXIE

Notre vaste gamme d'inserts est conçue pour s'adapter à toutes les situations, offrant un maximum de précision et d'efficacité et assurer des traitements prophylactiques de haut niveau.



PARADONTOLOGIE

Les inserts de parodontologie sont fins et conçus pour le surfaçage radiculaire et l'entretien des poches parodontales, et permettant aussi un accès optimal aux furcations et racines courbées.



ENDODONTIE

Essentiels dans les procédures endodontiques telles que l'extraction de tenons et la préparation des canaux, les inserts Proclinic améliorent l'efficacité du nettoyage des canaux préparés.





PRÉPARATION DES CAVITÉS

Les inserts diamantées Proclinic offrent des performances exceptionnelles dans la préparation des cavités, garantissant une base solide et durable pour tout traitement dentaire.

INSERTS POUR CONNEXION EMS®

PROPHYLAXIE ET PARODONTOLOGIE

INSERT EA  Ref. 95098 Conçu pour l'élimination contrôlée du tartre compact supra-gingival dans tous les secteurs.	INSERT EP  Ref. 95099 Permet un retrait précis des calculs sous-gingivaux et supra-gingivaux persistants, ainsi que ainsi que des concrétions, dans tous les secteurs de la cavité buccale.	INSERT EPS  Ref. 95100 Rapide et peu invasif, il est idéal pour l'élimination du tartre dans les poches parodontales profondes dans tous les secteurs.	INSERT EPL3  Ref. 95260 Idéal pour nettoyer et désinfecter les poches parodontales lors des visites des patients en suivi parodontal.
INSERT EH3  Ref. 95261 Convient pour le traitement des blocs incisivo-canin sans endommager le ligament parodontal.	INSERT EH4L  Ref. 95262 Indiqué pour les prémolaires et les molaires. Recommandé en première intention pour toutes les surfaces et zones de furcation.	INSERT EH4R  Ref. 95263 Indiqué pour les prémolaires et les molaires. Deuxième instrument, à utiliser après référence 95262.	INSERT EP2LS  Ref. 95264 Indiqué pour le débridement parodontal dans les furcations et les concavités.
INSERT EP2RS  Ref. 95265 Instrument périosté. Conçu pour le débridement parodontal dans les furcations et concavités.			
INSERT EP33  Ref. 95266 Utilisé pour éliminer le tartre dentaire en profondeur dans la poche parodontale et nettoyer la poche parodontale.			

ENDODONTIE

INSERT EROGP  Ref. 95267 Indiqué pour l'extraction dans le canal radiculaire de corps étrangers.	INSERT EROGP-90  Ref. 95268 Indiqué pour l'extraction dans le canal radiculaire de corps étrangers.
--	---

CONDENSATION

INSERT EC20 SET  Ref. 95269 Pour sceller les inlays, onlays et facettes en céramique.	INSERT EPC20 PEEK  Ref. 95270 Autoclavable et réutilisable.
--	---

HYGIÈNE DES IMPLANTS

INSERT EICP  Ref. 10371 Indiqué pour le nettoyage soigneux et non invasif des surfaces d'implants et des restaurations.

INSERT EICPPEEK  Ref. 10373 Lot de 10 unités.

CLÉ

CLÉ EN PLASTIQUE  Ref. 10270 Clé en plastique pour EMS®
--



EMS est une marque déposée d'Electro Medical Systems S.A.

INSERTS POUR CONNEXION SATELEC (ACTEON®)

PROPHYLAXIE

INSERT S1  Ref. 95087 Indiqué pour l'élimination du tartre supra-gingival sans endommager l'émail.	INSERT S2  Ref. 95271 Supprime les dépôts de tartre importants en utilisant le côté plat de l'instrument.	INSERT S3  Ref. 95272 Avec bord arrondi, efficace pour l'élimination des taches de tabac ou de thé.	INSERT 1S  Ref. 95089 Efficace contre le tartre supra et sous-gingival. Fonctionne particulièrement bien dans les zones interproximales.
---	--	---	---

PARODONTOLOGIE

INSERT S10 X  Ref. 95091 Sa face plate facilite l'accès aux espaces interproximaux et élimine le tartre supra-gingival avec efficacité.	INSERT S10 P  Ref. 95090 Instrument fin et arrondi, adapté pour gratter les poches peu profondes.	INSERT S10 Z  Ref. 95092 Pour poches de tailles moyennes. Élimine le biofilm et facilite la mesure grâce à son échelle de 3 mm.	INSERT SH3  Ref. 95088 Conçu pour le bloc incisivo-canin. Permet une intervention sûre sans dommage des tissus mous.*
INSERT SPS  Ref. 95273 Efficace pour l'élimination du tartre dans des poches profondes rapidement et peu invasif.	INSERT SH4L  Ref. 95274 Insert avec courbure distale gauche. Convient pour la préparation des prémolaires et des molaires.	INSERT SH4R  Ref. 95275 Avec courbure distale droite. Utilisé après référence 95274 dans le traitement de prémolaires et molaires.	INSERT STK1L  Ref. 95276 Convient aux poches moyennes à profondes. Facilite le diagnostic, le débridement et l'irrigation.

INSERT STK1S  Ref. 95277 Recommandé pour l'examen et la maintenance de poches peu profondes ou moyennes. Marquages de 3 mm pour un guidage visuel.	INSERT STK2L  Ref. 95278 Avec courbure distale gauche. Recommandé pour le traitement de poches modérées à profondes et des furcations.	INSERT STK2R  Ref. 95279 Avec courbure distale droite. Recommandé pour le traitement de poches modérées à profondes et des furcations.
---	---	--

CONDENSATION

INSERT SC20 SET  Ref. 95294 Pour sceller les incrustations, et facettes en céramique.	INSERT SC20 PEEK  Ref. 95270 Autoclavable et réutilisable.
--	---

SATELEC® est une marque déposée d'ACTEON Group

INSERTS POUR CONNEXION SATELEC (ACTEON®)

ENDODONTIE

INSERT SET20D



Ref. 95280

Pour retraitement avec revêtement diamanté. Utilisé pour l'élimination de matériaux durs dans le premier tiers coronaire.

INSERT SET25



Ref. 95281

Utilisation préférable dans le tiers moyen apical pour les retraitements et l'extraction des instruments fracturés.

INSERT SET25S



Ref. 95282

À utiliser dans le tiers coronaire et les isthmes.

INSERT SET25L



Ref. 95283

Pour utilisation dans le retraitement dans le tiers apical dans les canaux longs et droits.

INSERT SET40



Ref. 95284

Utilisation dans le tiers médian des canaux larges et droits. Une solution rapide pour éliminer les instruments cassés.

INSERT SET40D



Ref. 95285

Insert diamanté. Supprime les matériaux extrêmement durs dans le tiers inférieur.

INSERT SETBD



Ref. 95286

Localise les canaux calcifiés grâce à sa pointe sphérique diamantée.

INSERT SROGP



Ref. 95287

Utilisé pour atteindre des zones inaccessibles avec d'autres inserts. Très efficace dans le retraitement surtout dans les canaux longs ovales.


INSERT SROGP-90



Ref. 95288

Idéal pour les retraitements et les canaux ovales longs. Excellent pour enlever la gutta percha et atteindre les zones difficiles d'accès.


INSERT SP15RD



Ref. 95289

Avec courbure distale droite, pour la préparation des canaux des prémolaires et molaires.


INSERT SP15LD



Ref. 95290

Avec courbure distale gauche, pour la préparation des canaux des prémolaires et molaires.

INSERT SAS3D



Ref. 95291

Indiqué pour la chirurgie apicale des dents antérieures. À utiliser avec une puissance minimale et faible pression.

INSERT ASRD



Ref. 95292

Avec courbure distale droite, pour chirurgie apicale des molaires et prémolaires.

INSERT SASLD



Ref. 95293

Avec courbure distale gauche, pour chirurgie apicale des molaires et prémolaires.

HYGIÈNE DES IMPLANTS

INSERT SICP



Ref. 10372

Indiqué pour un nettoyage soigneux non invasif des surfaces d'implants et des restaurations.

INSERT EICPPEEK



Ref. 10373

Traitement des implants. Lot de 10 unités.

CLÉ

CLÉ EN PLASTIQUE



Ref. 10269


Clé en plastique pour EMS®

SATELEC® est une marque déposée d'ACTEON Group

INSERTS POUR CONNEXION NSK®

Convient pour une utilisation avec VARIOS®

DÉTARTRAGE PIEZO

INSERT NG1  Ref. 70132 Élimine le tartre supra-gingival et marginal, ainsi que les dépôts dans les zones inter-dentaires étroites.	INSERT NG4  Ref. 95295 Élimine efficacement le tartre supra-gingival et marginal.	INSERT NG6  Ref. 95296 Élimine efficacement le tartre supra-gingival et marginal, et pour le nettoyage des zones interproximales.
INSERT NG8  Ref. 95297 Indiqué pour l'élimination du tartre supra-gingival et marginal. Particulièrement utile dans les espaces interproximaux.	INSERT NG16  Ref. 95298 Indiqué pour l'élimination du tartre dans les zones interproximales.	

CONDENSATION

INSERT NC20 SET



Ref. 95299
Conçu pour sceller les inlays, onlays et facettes en céramique

INSERT NPC20 PEEK



10x

Ref. 95270
Autoclavable et réutilisable.

INSERT NICIPSET



Ref. 95300
Indiqué pour le nettoyage sous-gingival et supra-gingival des implants et des restaurations.

INSERT ICPPEEK



10x

Ref. 10373
Traitement implantaire. Lot de 10 unités.

CLÉ

CLÉ EN PLASTIQUE



Ref. 10261
Clé en plastique pour NSK®

NSK® est une marque déposée de Nakanishi INC. Corporation

INSERTS POUR CONNEXION NSK®

Convient pour une utilisation avec TI-MAX®

DÉTARTRAGE PNEUMATIQUE

INSERT NS1



Ref. 95301

Indiqué pour l'élimination du tartre supra-gingival et marginal.

INSERT NS2



Ref. 95302

Indiqué pour l'élimination du tartre supra-gingival.

INSERT NS3



Ref. 95303

Indiqué pour l'élimination du tartre supra-gingival.

INSERT NS20



Ref. 95304

Insert longue et droite pour retirer le tartre sous-gingival et le biofilm.

INSERT NK4



Ref. 95305

Insert fin à usage universel pour les traitements parodontaux.

INSERT NK5



Ref. 95306

Insert droit, conçu pour le nettoyage précis des racines.

INSERT NK6



Ref. 95307

Insert avec courbure distale gauche pour nettoyage des racines.

INSERT NK7



Ref. 95308

Insert avec courbure distale droite pour nettoyage des racines.

HYGIÈNE DES IMPLANTS

INSERT NSICP SET



Ref. 95309

Indiqué pour le nettoyage sous-gingival et supra-gingival des implants et des restaurations.

INSERT NICPPEKP



Ref. 10373

Traitement implantaire.
Lot de 10 unités.

CLÉ

CLÉ EN PLASTIQUE




Ref. 10261

Clé en plastique pour NSK®





INSERTS POUR CONNEXION KAVO®

Convient pour une utilisation avec SONICFLEX®

DÉTARTRAGE





INSERT K5  Ref. 95097 Recommandé pour l'élimination du tartre sur toutes les surfaces dentaires.	INSERT K6  Ref. 70123 Instrument fin, recommandé pour les zones petites et difficiles d'accès.	INSERT K7  Ref. 70124 Indiqué pour le détartrage sous-gingival.	INSERT K8  Ref. 70125 Indiqué pour l'élimination du tartre sous-gingival.
--	--	--	---

PARADONTOLOGIE



INSERT K60  Ref. 70126 Insert long et droit pour un nettoyage en douceur de poches parodontales antérieures, efficace sur des surfaces lisses et jusqu'à 9 mm de profondeur.	INSERT K61  Ref. 70127 Avec courbure distale gauche, adapté pour l'élimination du tartre supra-gingival, sous-gingival et interdentaire.	INSERT K62  Ref. 70128 Avec courbure distale droite, adapté pour l'élimination du tartre supra-gingival, sous-gingival et interdentaire.	INSERT KPS  Ref. 95314 Action rapide et peu invasive, convient pour l'élimination du tartre dans poches parodontales profondes dans tous les quadrants.
INSERT KGK2  Ref. 95315 Indiqué pour l'élimination du tartre supra-gingival, sous-gingival et interdentaire.	INSERT KGK6  Ref. 95316 Courbure distale gauche, utilisé pour l'élimination du tartre supra-gingival, sous-gingival et interdentaire.	INSERT KGK7  Ref. 95317 Courbure distale droite, adapté pour l'élimination du tartre supra-gingival, sous-gingival et interdentaire.	INSERT KEK8  Ref. 95318 Porte-fraises FG. Conçu pour l'expansion des canaux radiculaires et retrait contrôlé tissu dentaire.

INSERTS POUR CONNEXION KAVO®

ENDODONTIE



CHIRURGIE



HYGIÈNE DES IMPLANTS



CLÉ



INSERTS POUR CONNEXION KAVO®

Convient pour une utilisation avec SONICFLEX QUICK®

DÉTARTRAGE

INSERT K5A



Ref. 30020

Conçu pour éliminer le tartre dans toutes les surfaces dentaires.


INSERT K6A



Ref. 30021

Indiqué pour les zones petites et difficiles accès.

INSERT K7A



Ref. 30022

Indiqué dans les procédures de nettoyage dans la zone sous-gingivale.

INSERT K8A



Ref. 30023

Conçu pour l'enlèvement du tartre sous-gingival.

PARADONTOLOGIE

INSERT K60A



Ref. 30024

Insert long et droit avec extrémités arrondies. Indiqué pour le nettoyage en douceur des poches parodontales dans le secteur antérieur.

INSERT K61A



Ref. 95327

Insert distal gauche pour accès dans les 1er et 3ème quadrants jusqu'au bloc incisif centrale. Indiqué pour un nettoyage efficace des poches jusqu'à 9 mm.

INSERT K62A



Ref. 95328

Insert distal droite pour accès dans les 1er et 3ème quadrants jusqu'au bloc incisif centrale. Indiqué pour un nettoyage efficace des poches jusqu'à 9 mm.

INSERT KPS



Ref. 95334

Rapide et peu invasif, idéal pour l'élimination du tartre dans les poches parodontales profondes dans tous les quadrants.

ENDODONTIE

INSERT K66A



Ref. 95329

Insert diamanté en forme de gros bouton, à utiliser pour modeler la cavité d'accès.

INSERT K67A



Ref. 95330

Insert conique à 125° avec revêtement diamanté, indiqué pour l'élargissement de canaux.

INSERT K68A



Ref. 95331

Insert conique à 112° avec revêtement diamanté, indiqué pour l'élargissement de canaux.

INSERT K69A



Ref. 95332

Insert avec petit embout en forme de bourgeon avec revêtement diamanté, indiqué pour l'élimination des matières indésirables.

ENDODONTIE

INSERT K70A



Ref. 95333

Insert conique long à 117°, avec revêtement diamanté sauf à l'extrémité. Idéal pour les canaux larges et longs.

HYGIÈNE DES IMPLANTS

INSERT KICPA



Ref. 30028

Indiqué pour un nettoyage sûr et délicat des implants et des restaurations.

INSERT KICPPEKP



Ref. 10373

Lot de 10 unités

CLÉ

CLÉ EN MÉTAL



Ref. 95116


Clé dynamométrique adaptée à une utilisation avec Sonicflex®, Piezolutex® et Sonosoft®, Sonicflex quick®.

INSERTS POUR CONNEXION KAVO®

Convient pour une utilisation avec PIEZOLED® & PIEZOSOFT®

PARADONTOLOGIE

INSERT K201



Ref. 30025

Indiqué pour l'élimination précise du tartre compact supra-gingival dans tous les quadrants.


INSERT K202



Ref. 30026

Indiqué pour l'élimination précise des dépôts sous-gingivaux et supra-gingivaux résistants dans tous les quadrants.

INSERT K203



Ref. 30027

Efficace et peu invasif. Indiqué pour le retrait du tartre dans les poches parodontales profondes de tous les quadrants.

INSERT K222



Ref. 95335

Insert à 120° pour limes 0,57 U de mm, à utiliser pour le nettoyage des canaux antérieurs.

CLÉ

CLÉ EN METAL




Ref. 95115

Clé dynamométrique adaptée à une utilisation avec Piezoled® y Piezosoft®

Convient pour une utilisation avec PIEZOLUX® & SONOSOFT®

PARADONTOLOGIE

INSERT K9



Ref. 70129

Indiqué pour l'élimination du tartre et de la plaque bactérienne dans la zone interdentaire supragingivale.


INSERT K10



Ref. 70130

Indiqué pour l'élimination du tartre et de la plaque bactérienne supragingivale dans la région interdentaire.

INSERT K11



Ref. 70131

Indiqué pour l'élimination du tartre et de la plaque bactérienne supragingivale dans la région interdentaire.

CLÉ

CLÉ EN MÉTAL



Ref. 95116


Clé dynamométrique adaptée à l'utilisation avec Sonicflex®, Piezolux® y Sonosoft®, Sonicflex quick®.

Piezoled® & Piezosoft®, Piezolux® & Sonosoft® sont des marques déposées de KAVO DENTAL GMBH

INSERTS POUR CONNEXION SIRONA®

PROPHYLAXIE


INSERT SR 1L



Ref. 10364

Insert plat conçu pour le nettoyage surfaces linguales et buccales initiales.


INSERT SR 2L



Ref. 10365

Insert polyvalent, adapté à l'hygiène des surfaces linguales et proximales.


INSERT SR 3L



Ref. 10366

Spécifique pour le nettoyage sous-gingival dans les zones interdentaires difficiles d'accès.


INSERT SR 4L



Ref. 10367

Insert fin qui permet un retrait efficace de la plaque et du tartre supra- et sous-gingival, même dans les petits espaces.

INSERT SRPE1



Ref. 95310

Recommandé pour le rinçage et le nettoyage radical dans les poches parodontales profondes.


INSERT SRPE2



Ref. 95311

Insert avec courbure distale droite pour le nettoyage radical dans les poches parodontales profondes dans le secteur postérieur.

INSERT SRPE3



Ref. 95312

Insert avec courbure distale gauche pour nettoyage radical dans les poches parodontales profondes dans le secteur postérieur.

HYGIÈNE DES IMPLANTS

INSERT SRICP



Ref. 95313

Conçu pour le nettoyage délicat en toute sécurité des implants et des restaurations délicates.

INSERT SRICPPEKP



Ref. 10373

Lot de 10 unités

CLÉ

CLÉ EN PLASTIQUE



Ref. 10262

Clé en plastique pour Sirona®

SIRONA® est une marque déposée de Sirona Dental Systems GmbH

INSERTS POUR CONNEXION AMDENT®

PROPHYLAXIE

INSERT A37



Ref. 95336

Nettoyage des furcations, détartrage supra-gingival fin et suppression localisée des taches.

INSERT A38



Ref. 95337

Indiqué pour le détartrage sous-gingival des zones linguales, vestibulaires et furcations, ainsi que pour le nettoyage fin supra-gingival et l'élimination des taches.

INSERT A39



Ref. 95338

Conçu pour l'élimination du tartre dense, surtout sur les surfaces supra-gingivales, linguales et vestibulaires.

INSERT AP3



Ref. 95339

Indiqué pour l'élimination du tartre sous-gingival.

CLÉ

CLÉ EN MÉTAL



Ref. 95340

Clé adaptée à une utilisation avec des inserts Amdent®

Amdent® est une marque déposée de LM Instruments Oy



depuis 2011

L'EXCELLENCE AU SERVICE DES CABINETS DENTAIRES

CONTACTEZ-NOUS OU COMMANDEZ SUR
NOTRE SITE INTERNET POUR BÉNÉFICIER
DE CES OFFRES EXCLUSIVES.

PRODENTALPES

 06 01 21 16 35

 contact@prodentalpes.fr

 ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,
74800 LA ROCHE-SUR-FORON



10 000 PRODUITS TOUTES MARQUES

Totalement indépendant des laboratoires, nous sommes à votre écoute
et nous vous conseillons de façon totalement objective.

Visitez le site prodentalpes.fr



Découvrez nos Promotions & Formations