



PROMOTIONS | 2026
DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Offres de fin d'année
AUTOMNE HIVER

NOUVEAUTÉS

Os & Membranes

**L'EXCELLENCE
AU SERVICE DES
CABINETS
DENTAIRES**

Matériel premium, design moderne, décliné en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre environnement. Avec Prodentalpes, offrez à votre cabinet des équipements alliant performance, confort et esthétique.

NOS ATOUTS

- ✓ **Qualité et fiabilité** – Des produits sélectionnés pour leur durabilité et leur efficacité
- ✓ **Confort et ergonomie** – Pensés pour améliorer l'expérience des praticiens et des patients.
- ✓ **Service expert et réactif** – Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS

✉ contact@prodentalpes.fr

☎ 06 01 21 16 35



prodentalpes.fr

ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,
74800 LA ROCHE-SUR-FORON



Matériau de régénération osseuse

Os Hydroxyapatite synthétique



OssaBase-HA



Matériau de régénération osseuse

Os synthétique TCP (β -tricalcium phosphate)



PORESORB-TCP

REPLACANT
DU PANGEN

GelSpon

Eponge hémostatique stérile
en gélatine résorbable

Dispositif médical destiné au contrôle
des saignements peropératoires



DESCRIPTION

GelSpon est une éponge hémostatique stérile résorbable composée de gélatine hautement purifiée d'origine porcine. Sa structure tridimensionnelle poreuse lui permet d'absorber rapidement le sang et de créer un environnement favorable à la coagulation physiologique.

Utilisée localement sur le site hémorragique, elle constitue un support mécanique favorisant l'agrégation plaquettaire et la formation d'un caillot stable. GelSpon est particulièrement indiquée lorsque les techniques conventionnelles d'hémostase (compression, ligature ou électrocoagulation) sont insuffisantes ou difficilement applicables.

Grâce à sa grande souplesse, l'éponge épouse facilement les reliefs anatomiques et peut être découpée afin de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque intervention.

L'hémostase est généralement obtenue en 3 à 6 minutes et le matériau est progressivement résorbé en 3 à 4 semaines, évitant dans la majorité des cas toute intervention de retrait.

MECANISME D'ACTION

Après son application sur le site opératoire, GelSpon absorbe rapidement le sang grâce à sa structure poreuse. Cette absorption concentre les plaquettes et les facteurs de coagulation au contact de l'éponge, favorisant ainsi la formation d'un caillot stable.

L'éponge agit comme une matrice temporaire qui soutient le processus naturel d'hémostase avant d'être progressivement dégradée puis résorbée par l'organisme au cours de la cicatrisation.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Contrôle rapide des saignements : hémostase en 3 à 6 minutes
- Forte capacité d'absorption : jusqu'à 35 fois son poids
- Résorption naturelle en 3 à 4 semaines
- Souple et découpable, excellente adaptation aux tissus
- Utilisable à sec ou humidifiée
- Compatible avec la thrombine si nécessaire
- Stérile, à usage unique, stérilisée par rayonnement gamma



INDICATIONS

CHIRURGIE ORL

- Chirurgie nasale
- Chirurgie des tissus mous
- Amygdalectomie

**CHIRURGIE DENTAIRE
ET MAXILLO-FACIALE**

- Extractions dentaires
- Implantologie
- Chirurgie orale
- Chirurgie parodontale
- Alvéoloplastie

**CHIRURGIE PLASTIQUE
ET RECONSTRUCTRICE**

- Contrôle des saignements des tissus mous
- Chirurgie reconstructrice
- Chirurgie esthétique

PRESENTATIONS

Référence	Dimensions (cm)	Utilisation
E6-GELS2535	2,5 x 3,5	Adaptée aux petites zones opératoires et aux gestes de précision.
E6-GELS7050	5 x 7	Recommandée pour les surfaces plus importantes. Peut être découpée selon les besoins.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Composition	Gélatine porcine hautement purifiée
Aspect	Éponge blanche à blanc cassé
Capacité d'absorption	≥ 35 fois son poids
Temps d'hémostase	3 à 6 minutes
Résorption	3 à 4 semaines
Stérilisation	Rayonnement gamma
Utilisation	À sec ou humidifiée
Usage	Unique
Conservation	Entre 5 °C et 30 °C
Durée de conservation	5 ans

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Dispositif stérile. Ne pas restériliser
- A usage unique. Ne pas réutiliser.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas appliquer par injection.
- Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité connue à la gélatine porcine
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Conditionnement

Individuellement sous double emballage stérile. Boîte de 10 unités.
Etiquetage conforme aux exigences réglementaires en vigueur.



Description

Gaze hémostatique de contact résorbable entièrement naturelle, composée de cellulose régénérée oxydée extraite du bois, offrant la garantie d'un produit de référence dont les qualités de souplesse et de maniabilité sont éprouvées depuis plus de 30 ans dans tous les domaines de la chirurgie.

Macroscopiquement, une fois saturés de sang, les dispositifs résorbables de la gamme SURGICEL forment au contact du sang une masse gélatineuse brune ou noire qui participe à la formation du caillot, servant ainsi d'adjuvant hémostatique dans le contrôle des hémorragies locales.

La résorption dépend de plusieurs facteurs, tels que la quantité utilisée, le degré de saturation en sang et le lit tissulaire, sans modifier le processus normal de cicatrisation.

12 x 1,25 cm x 5 cm

12 x 7,5 cm x 5 cm



GRANULÉS BIO-GEN 2 GR.

Marque [BIOTECK](#)

Contenu 2 g

Choisissez un modèle

GRANULÉS CORTICAUX SPONGEUX BIO-GEN 2 g 0,25-1 mm

GRANULÉS SPONGEUX BIO-GEN 2 g 0,25-1 mm

Caractéristiques du produit

BIO-GEN® est un matériau osseux équin désantigéné, ostéoconducteur et sans collagène, destiné au comblement ou à la reconstruction des défauts osseux en bouche ou maxillo-faciale. Une ostéogénèse élevée est garantie grâce à l'absence de calcination lors de la fabrication. Entièrement résorbable, il offre une excellente maniabilité. Son haut pouvoir hygroscopique permet son utilisation comme vecteur de médicaments liquides. Le tissu final est constitué d'une matrice minérale-osseuse à structure anatomique inchangée.

Disponible en granulés spongieux, corticaux ou mixtes, à partir de blocs obtenus à partir de la section fémorale.

- Biogen Spongieux : Granulométrie de 0,5 mm. Temps de résorption : 4 à 6 mois.
- Biogen Cortical : Granulométrie de 1 mm. Temps de résorption : 9 à 12 mois.
- Biogen Mixte : Granulométrie de 0,5 à 1 mm. Mélange de tissu osseux cortical (30 %) et spongieux (70 %). Temps de résorption : 6 à 9 mois.

BIOTECK



BIOCOLLAGEN MEMBRANE DE COLLAGÈNE BCG-01 25 x 25 x 0,2 mm

Caractéristiques du produit

Biocollagène est une membrane de collagène naturel d'origine équine, lyophilisée, désantigénique, sans allergène et 100 % résorbable. Biocollagène est une aide précieuse pour l'utilisation de biomatériaux granulaires lorsqu'il est impossible de contenir les bords de la cavité par manque ou insuffisance de ceux-ci. De plus, l'utilisation de Biocollagène prévient la colonisation excessive du greffon osseux par les cellules épithéliales. Temps de résorption : 6 à 8 semaines. Dimensions : 25 x 25 x 0,2 cm.

BIOTECK

FILTRE A OS AVEC CANULE

- Stérile, à usage unique.
- Boite de 20 filtres



CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS D'INFORMATIONS
SUR L'INTÉGRALITÉ DE NOS PRODUITS

BIOTECK
Réf. Groupe



GRANULÉS BIO-GEN
EMBALLAGE 0,50 g

GHIMAS
Réf. 6841



Gel de greffe physiologique 5 x 5 g
EMBALLAGE 5 unités unidoses

ARTOSS
Réf. 68501



FLACON NANOBONE 0,6 ML - PARTICULES 0,6 MM

BIOTECK
Réf. Groupe



GRANULÉS BIO-GEN 2 GR.
PAQUET 2 g

GHIMAS
Réf. 68462



PHYSIOGRAFT NANO A RENFORCÉ
BOÎTE de 2 seringues de 1 ml

ARTOSS
Réf. Groupe



FLACON NANOBONE 1,2 ML
CONDITIONNEMENT 1 unité

BIOTECK
Réf. 73777



OSTÉOPLANT FLEX CORTICALE
25X25X2-2,5 MM

ARTOSS
Réf. 68504



Flacon Nanobone 2,4 ml - Particules 1,0 mm

GHIMAS
Réf. 6840



Gel unidoses Physiograft
BLISTER 1 unité unidoses

GHIMAS
Réf. Groupe



PLÂTRE CHIRURGICAL
CONDITIONNEMENT 1 flacon de 2 g de poudre...

GHIMAS
Réf. 6844



ÉPONGE PHYSIOGRAFT 1 DOSE UNIQUE

BIOTECK
Réf. 73211



MASTIC BIO-GEN 0,5 cc
CONDITIONNEMENT 1 unité de 0,50 cc

SMARTBONE
Réf. 53522



MICROPUCES SMARTBONE 0,25-1 MM, 0,5 G
CONDITIONNEMENT 1 unité de 0,50 g

BIOTECK
Réf. 70416



BLOC ÉPONGE BIO-GEN 10X10X10 MM
CONDITIONNEMENT 1 unité de 10x10x10 mm

BIOTECK
Réf. 70420



FEUILLE SPONGIEUSE OSTEOPLANT FLEX 25X25X3MM
BOÎTE 1 unité de 25x25x3 mm

GHIMAS
Réf. 68463



PLÂTRE CHIRURGICAL POUR LES SINUS
PAQUET 1 Seringue de 2,5 g

Notre sélection de matériaux composites bioactifs pour régénération osseuse en dentisterie et chirurgie maxillo-faciale.



CONSULTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS ET PROMOTIONS EN COURS



depuis 2011

L'EXCELLENCE AU SERVICE DES CABINETS DENTAIRES

CONTACTEZ-NOUS OU COMMANDEZ SUR
NOTRE SITE INTERNET POUR BÉNÉFICIER
DE CES OFFRES EXCLUSIVES.

PRODENTALPES

 06 01 21 16 35

 contact@prodentalpes.fr

 ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,
74800 LA ROCHE-SUR-FORON



10 000 PRODUITS TOUTES MARQUES

Totalement indépendant des laboratoires, nous sommes à votre écoute
et nous vous conseillons de façon totalement objective.

Visitez le site prodentalpes.fr



Découvrez nos Promotions & Formations